

Segurança para você, paciente e hospital



**CATÉTER DE ASPIRAÇÃO
TRAQUEAL FECHADO
SATF HOSP TRADE.**



HOSP TRADE.
distribuindo saúde

CATÉTER DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL FECHADO SATF HOSP TRADE®

Reg. ANVISA 80275270008

O Catéter de Aspiração Traqueal Fechado Hosp Trade possui características que permitem o acesso simples e seguro no cuidado ao paciente que está conectado ao ventilador mecânico (utilizando cânula de traqueostomia ou tubo endotraqueal), através da aspiração contínua, sem desconectar o circuito do ventilador durante todo o tempo do procedimento.

Seu design exclusivo contribui para que o profissional da área de saúde não venha a contrair doenças respiratórias oriundas do processo de sucção e na redução da taxa de infecção hospitalar.

- Projetado com adaptador que gira 360°, marcações claras, pode ser usado por 24h.
- Sucção direta, sem necessidade de desconexão do ventilador, mantendo a concentração de oxigênio no paciente.
- Ponta de sucção delicada, evitando causar dano a membrana da mucosa.
- Película protetora do catéter em E.V.A., de excelente qualidade, o que facilita o avanço do catéter.
- Adaptador transparente, o que possibilita uma fácil observação.
- Reduz a infecção do trato respiratório e infecção hospitalar cruzada.
- Pode ser codificado com etiqueta colorida do respectivo dia da semana.
- Minimiza o risco do profissional da saúde contrair alguma doença do trato respiratório durante o processo de aspiração.
- Produto descartável, esterilizado por óxido de etileno.



Ao inserir o tubo endotraqueal ou traqueostomia com a necessária profundidade, veja a graduação para a medição da profundidade conveniente.



Marcação preta para uma melhor identificação quanto a retirada do catéter.



Codificados por cores e interruptor de controle para um rápido reconhecimento do diâmetro do catéter.



Porta de irrigação:
Permite a lavagem e irrigação evitando a infiltração de secreções e vazamento de ventilação, ajudando a manter a pressão adequada da via aérea.



Com o adaptador que proporciona ótimo conforto e flexibilidade tanto para o paciente e equipe de enfermagem.



Descritivo técnico

Sistema de aspiração traqueal fechado – Adaptável ao tubo endotraqueal (*informar neste espaço o tamanho desejado*) em Polivinil ou silicone, hipoalergênico, composto de adaptador em "Y" rígido para tubo endotraqueal, sonda graduada, de ponta atraumática, incorporado com válvula de controle de aspiração por pressão digital, protetor de saída de vácuo e luva de proteção.



HOSP TRADE®
distribuindo saúde

Rua Dom Lino, 672 - Amadeu Furtado - CEP: 60.455-545 - Fortaleza - Ceará - Brasil

PABX: 85 3194.6300 Televidas: 0800 77 30230

www.hosptrade.com.br