

Simple, seguro e poupa tempo



imagem ilustrativa

OXÍMETRO DE PULSO
HOSP TRADE®
MD 300C



HOSP TRADE®
distribuindo saúde

OXÍMETRO DE PULSO HOSP TRADE[®]

MD 300C

Reg. ANVISA 80275270003

O Oxímetro de Dedo Hosp Trade 300C fornece de forma rápida, segura e confiável a medida da SpO2 e pulso, sendo de fácil transporte, uma solução combina monitor e sensor em uma unidade. Este equipamento permite que profissionais da área da saúde e pacientes poupem seu tempo pois podem verificar a SpO2 quando e onde estiverem de forma não invasiva e segura.

Como um estetoscópio o 300C pode ser colocado em torno do pescoço com um cordão ou no bolso, possibilitando mobilidade e uma fácil acessibilidade para leituras confiáveis em uma ampla gama de pacientes. Quer para serviços médicos de urgência, home care, cuidados de longo prazo, uso médico de checagem, o 300C é altamente conveniente.

Possui uma ótima relação custo-eficácia por ser um dispositivo de ponto de atendimento que é, utilizado em conjunto com outras medidas de sinais vitais. Uma ferramenta de valor inestimável para a avaliação geral do paciente.

Principais Características:

- Pequeno e leve
- Display de LED
- Display indicativo da SpO2, frequência do pulso, barra da intensidade do pulso.
- Indicador de bateria fraca
- Utiliza duas baterias AAA descartáveis ou recarregáveis.
- Desligamento automático



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- SPO2
- Faixa 70 - 100% funcional SpO2 (1% resolução)
- Precisão $\pm 2\%$ de 80 à 100% $\pm 3\%$ de 70% à 79% $\leq 69\%$ não especificado.

FREQUÊNCIA DO PULSO

- Faixa 30 - 235 bpm (1 bpm resolução)
- Precisão
- 30 - 100 ± 2 bpm
- 101 - 235 $\pm 2\%$

BATERIA

- 2 baterias alcalinas tipo "AA"
- Tempo de funcionamento aproximadamente 30 horas para operação normal

DIMENSÕES

- 58 x 32 x 34 mm

PESO (SEM BATERIAS)

- 28 gramas

AMBIENTE DE FUNCIONAMENTO

- Temperatura de operação 5°C à 40°C.
- Temperatura de armazenagem -20° à 55°C
- Humidade relativa
UR $\leq 85\%$ (armazenagem)
UR $\leq 85\%$ (funcionamento)



HOSP TRADE[®]
distribuindo saúde

Rua Dom Lino, 672 - Amadeu Furtado - CEP: 60.455-545 - Fortaleza - Ceará - Brasil
PABX: 85 3194.6300 Televidas: 0800 77 30230
www.hosptrade.com.br