

Acessível, confiável e fácil de usar



OXÍMETRO DE PULSO
HOSP TRADE®
MD 300



HOSP TRADE®
distribuindo saúde

OXÍMETRO DE PULSO HOSP TRADE

MD 300

Reg. ANVISA 80275270003

A tecnologia do Oxímetro de Pulso Hosp Trade é bastante confiável proporcionando leituras precisas e rápidas para os diversos tipos de pacientes (incluindo aqueles de baixa perfusão ou movimento), que é um dos grandes desafios na monitoração da SpO₂. Possui alarmes visuais e sonoros dando segurança ao profissional de saúde e paciente.

O Oxímetro de Pulso Hosp Trade contribui decisivamente no trato de doenças respiratórias.

Indicações:

- Em pacientes de risco
- Terapia do sono
- Recuperação pós anestésica
- Atendimento de urgência
- Transporte inter e intra-hospitalar
- Triagem
- Pacientes instáveis
- Assistência ao paciente nas avaliações de rotina
- Check-up de Saúde

Principais características:

- Design diferenciado, proporcionando firmeza na pegada.
- Operação clínica conveniente.
- Baixo consumo de energia.
- Displays de LEDs.
- Display indicativo da SpO₂, frequência do pulso, barra da intensidade do pulso.
- Armazenamento de dados de mais de 100 pacientes, em 72 horas de gravação.
- Alarmes visual e sonoro.
- Indicador de bateria fraca.
- Utiliza duas baterias AA descartáveis ou reutilizáveis.
- Dispõe de cabo (opcional) para transmissão de dados para computador do tipo PC.

Com suas características únicas e acessórios opcionais, o Oxímetro de Pulso Hosp Trade pode ser personalizado para atender às necessidades de praticamente qualquer ambiente clínico.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- SPO₂
- Faixa 70 - 100% funcional SpO₂ (1% resolução)
- Precisão $\pm 2\%$ de 80 à 100% $\pm 3\%$ de 70% à 79% $\leq 69\%$ não especificado.

FREQUÊNCIA DO PULSO

- Faixa 30 - 235 bpm (1 bpm resolução)
- Precisão
- 30 - 100 ± 2 bpm
- 101 - 235 $\pm 2\%$

BATERIA

- 2 baterias alcalinas tipo "AA"
- Tempo de funcionamento aproximadamente 30 horas para operação normal

DIMENSÕES

- 131 x 61 x 30 mm

PESO (SEM BATERIAS)

- 80 gramas

AMBIENTE DE FUNCIONAMENTO

- Temperatura de operação 5°C à 40°C.
- Temperatura de armazenagem -20° à 55°C
- Umidade relativa 10% UR à 85% UR (armazenagem)
- 15% UR à 80% UR (funcionamento)



HOSP TRADE
distribuindo saúde

Rua Dom Lino, 672 - Amadeu Furtado - CEP: 60.455-545 - Fortaleza - Ceará - Brasil
PABX: 85 3194.6300 Televidas: 0800 77 30230
www.hosptrade.com.br