

Tranquilidade na hora de imprimir



**PAPÉIS TÉRMICOS PARA
VÍDEO PRINTER HOSP TRADE
MOD. III0S e III0HG**



HOSP TRADE
distribuindo saúde

PAPÉIS TÉRMICOS PARA VÍDEO PRINTER HOSP TRADE®

MOD. 1110S e 1110HG

Reg. ANVISA 80275270001

Os papéis S e HG Hosp Trade funcionam perfeitamente nas impressoras (video printers) Sony* e Mitsubishi* obtendo-se uma ótima qualidade de impressão. Nossos papéis permitem realizar, agora ou daqui a vários anos, um diagnóstico e converter a impressão em um documento definitivo. Trata-se de uma impressão segura. Os papéis de impressão Hosp Trade foram desenvolvidos focados nas video printers, para que possam interagir em harmonia. A sua utilização traz um ótimo resultado sem deixar nada a desejar.

Reprodução de escalas de cinza

A reprodução da escala de cinza em nossos papéis é precisa proporcionando uma qualidade de transferência de imagem ótima.

Vida útil da cabeça térmica

Os papéis Hosp Trade incorporam uma camada de íons bons que atuam contra a energia eletrostática contribuindo para uma maior vida útil dos componentes eletrônicos, especialmente da cabeça térmica. Eles foram elaborados para que a quantidade de íons prejudiciais seja muito baixa.

Durabilidade das impressões

Em comparação com outros fabricantes a durabilidade das impressões é consideravelmente boa, utilizando os papéis Hosp Trade. Os papéis Hosp Trade mantém a durabilidade da imagem.



Modelo e Tamanho HOSP TRADE

Modelo	Ref. Modelo	Dimensões
Alto Brilho	1110HG	110mm x 18m
Padrão	1110S	110mm x 20m

Embalagem: 01 (um) rolo por pacote
05 (cinco) pacotes por caixa
10 (dez) caixas para embarque

Especificações

Tipo	Unidade	Alto Brilho	Padrão
Ref. Modelo	Tipo	1110HG	1110S
Largura	mm	100 +0/-1	100 +0/-1
Comprimento	M	18	20
Peso	g/m ²	70±3	65±3
Espessura	µm	83±3	81±3
Tensão de Rasgo MD	m/N	240	240
Tensão de Rasgo CD	m/N	140	140
DMAX	Densidade	2.1	1.7
Brilho 85°	Brilho	93±3	65±5



HOSP TRADE®
distribuindo saúde

Rua Dom Lino, 672 - Amadeu Furtado - CEP: 60.455-545 - Fortaleza - Ceará - Brasil
PABX: 85 3194.6300 Televendas: 0800 77 30230
www.hosptrade.com.br