



**HOSP TRADE**  
distribuindo saúde

## Descritivo Técnico

## Papel para Vídeo Printer

## **ESPECIFICAÇÃO DO PAPEL PARA ULTRASSOM UPP 1110 HG – HOSP TRADE**

PAPÉL TERMO-SENSÍVEL MODELO ( HG ), IMPRIME IMAGEM PRETO E BRANCO, COMPATÍVEL AS VÍDEOS-PRINTERS SONY E MITSUBISHI, PARA IMPRESSÃO DE IMAGENS MÉDICAS PARA DIAGNÓSTICO UTILIZADO EM IMPRESSORAS DE VÍDEO DO TIPO TÉRMICA, POSSUINDO UMA LAMINAÇÃO PARA FAZER COM QUE O PAPEL PAREÇA SENSÍVEL A IMPULSOS TÉRMICOS. DEVE GARANTIR QUE AS IMAGENS IMPRESSAS SEJAM MANTIDAS NO ARQUIVO DE REGISTRO DO PACIENTE POR NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ANOS. EMBALADO EM SACO PLÁSTICO OPACO SELADO, DE ALTA DENSIDADE.

COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: FILME DE POLIPROPILENO DE DENSIDADE MÍNIMA  $83\pm 3\mu\text{m}$  MODELO HG, EMBALAGEM CONTENDO 01 ROLO POR PACOTE, NA METRAGEM DE 110MM X 18M

EXIGÊNCIAS:

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO NA EMBALAGEM  
REGISTRO NA ANVISA

## **ESPECIFICAÇÃO DO PAPEL PARA ULTRASSOM UPP 1110 S – HOSP TRADE**

PAPÉL TERMO-SENSÍVEL MODELO ( S ), IMPRIME IMAGEM PRETO E BRANCO, COMPATÍVEL AS VÍDEOS-PRINTER SONY E MITSUBISHI, PARA IMPRESSÃO DE IMAGENS MÉDICAS PARA DIAGNÓSTICO UTILIZADO EM IMPRESSORAS DE VÍDEO DO TIPO TÉRMICA, POSSUINDO UMA LAMINAÇÃO PARA FAZER COM QUE O PAPEL PAREÇA SENSÍVEL A IMPULSOS TÉRMICOS. DEVE GARANTIR QUE AS IMAGENS IMPRESSAS SEJAM MANTIDAS NO ARQUIVO DE REGISTRO DO PACIENTE POR NO MÍNIMO 03 (TRÊS ) ANOS. EMBALADO EM SACO PLÁSTICO OPACO SELADO, DE ALTA DENSIDADE.

COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: FILME DE POLIPROPILENO DE DENSIDADE MÍNIMA  $81\pm 3\mu\text{m}$  MODELO S, EMBALAGEM CONTENDO 01 ROLO POR PACOTE, NA METRAGEM DE 110MM X 20M,

EXIGÊNCIAS:

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO NA EMBALAGEM