

Segurança e eficiência em reanimação



imagem ilustrativa

REANIMADOR MANUAL
HOSP TRADE®
SILICONE



HOSP TRADE®
distribuindo saúde

REANIMADOR MANUAL HOSP TRADE®

SILICONE

O reanimador **Hosp Trade** cumpre com todos os requisitos de funcionamento existentes no setor de reanimação, por sua segurança, eficiência e economia. Fabricado em silicone e policarbonato possui um design que facilita o seu uso, garante uma boa vida útil e satisfaz as necessidades do profissional de saúde e do paciente.

Modelos:

TIPO B Reg. Anvisa 80275279002	Adult 030 (Adulto) Pacientes acima de 30Kg
	Child 025 (Pediátrico) Pacientes entre 7 e 30Kg

Segurança

- Fácil montagem.
- Conectores de tamanho padrão.
- Projetado para evitar a reinalação do ar expirado.
- Válvula de admissão de AR/O2 integrada dando maior eficiência e praticidade ao sistema.
- Facilidade na detecção de montagem incorreta.
- Válvula de alívio de pressão reduzindo o risco de excesso de pressão durante a ventilação.
- A válvula paciente permite que pacientes com respiração espontânea inalem oxigênio com o mínimo de esforço.
- Todos os componentes, partes e acessórios não possuem látex em sua composição (latex-free).
- A transparência do produto auxilia na identificação visual de agentes contaminantes.

Eficiência

- Bolsa de silicone com válvula de admissão AR/O2 integrada proporcionando uma rápida e eficaz entrega do volume corrente e uma rápida re-expansão da bolsa.
- Quando o reanimador é utilizado com o balão reservatório de oxigênio entrega-se uma alta concentração de oxigênio, mesmo quando o fluxo de O2 for baixo.
- Máscaras de silicone com perfeita adaptação ao rosto do paciente garantindo uma perfeita vedação.

Economia

- Material de boa durabilidade testado para resistir a desinfecção e esterilização.
- A válvula de admissão de AR/O2 integrada com balão reservatório de O2 proporciona economia de oxigênio.
- Dobrável, facilitando o armazenamento.
- Facilidade de limpeza e descontaminação, minimiza o tempo e diminui a necessidade de estoque.
- Disponibilidade de partes e peças de reposição.



A marca Hosp Trade é sinônimo de qualidade e segurança em produtos para saúde

ADULTO

- Reanimador manual adulto com 3 máscaras (tamanhos 3,4 e 5), totalmente livre de látex, constando bolsa reservatória de O2, com capacidade mínima de 2500ml;
- Válvula de controle com entrada de O2 e ar ambiente;
- Válvula de paciente com membrana tipo bico de pato que impede o retorno do ar exalado pelo paciente para a câmara (balão) do reanimador;
- Alça de segurança externa no reanimador que possibilita ao usuário segurar e comprimir o reservatório de ar com uma só mão auxiliando a pegada e possibilitando que a outra seja utilizada para a boa fixação e vedação da máscara à anatomia facial do paciente;
- Bolsa com capacidade volumétrica de 1700 ml;
- Desmontável para a realização de processo de esterilização;
- Todas as partes e peças de silicone são autoclaváveis;
- Máscaras totalmente de silicone e transparentes permitindo a perfeita visualização do rosto do paciente sem comprometer a vedação;

PEDIÁTRICO

- Reanimador manual pediátrico com 3 máscaras (tamanhos 1,2 e 3), totalmente livre de látex, constando bolsa reservatória de O2, com capacidade mínima de 2500ml, válvula de controle com entrada de O2 e ar ambiente;
- Válvula de paciente com membrana tipo bico de pato que impede o retorno do ar exalado pelo paciente para a câmara (balão) do reanimador;
- Bolsa com capacidade volumétrica de 500 ml;
- Desmontável para a realização de processo de esterilização;
- Todas as partes e peças de silicone são autoclaváveis;
- Máscaras totalmente de silicone e transparentes permitindo a perfeita visualização do rosto do paciente sem comprometer a vedação;



HOSP TRADE
distribuindo saúde

Rua Dom Lino, 672 - Amadeu Furtado - CEP: 60.455-545 - Fortaleza - Ceará - Brasil

PABX: 85 3194.6300 Televidas: 0800 77 30230

www.hosptrade.com.br