



**HOSP TRADE**  
distribuindo saúde

## Descritivo Técnico

### Reanimador Manual Hosp Trade

## **REANIMADOR MANUAL ADULTO**

Reanimador manual adulto para pacientes acima de 30 kg com 3 máscaras (tamanhos 3,4 e 5), totalmente livre de Latex, constando bolsa reservatória de O<sub>2</sub>, com capacidade mínima de 2500ml, válvula de admissão de O<sub>2</sub> e ar ambiente na mesma peça, separada da válvula do paciente; Válvula de paciente com membrana tipo bico de pato que impeça o retorno do ar exalado pelo paciente para a câmara (balão) do reanimador; Alça de segurança externa removível no reanimador que possibilite ao usuário segurar e comprimir o reservatório de ar com uma só mão auxiliando a pegada e possibilitando que a outra mão seja utilizada para a boa fixação e vedação da máscara à anatomia facial do paciente; Bolsa com capacidade volumétrica mínima de 1700 ml; Deve ser desmontável para a realização de processo de esterilização; Todas as partes e peças de silicone devem ser autoclaváveis; As Máscaras devem ser totalmente de silicone e transparentes permitindo a perfeita visualização do rosto do paciente sem comprometer a vedação; É obrigatória a apresentação da cópia do Registro na ANVISA

## **REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO**

Reanimador manual pediátrico para pacientes de 7 a 30 kg com 3 máscaras (tamanhos 1,2 e 3), totalmente livre de Latex, constando bolsa reservatória de O<sub>2</sub>, com capacidade mínima de 2500ml, válvula de admissão de entrada de O<sub>2</sub> e ar ambiente na mesma peça, separada da válvula do paciente; Válvula de paciente com membrana tipo bico de pato que impeça o retorno do ar exalado pelo paciente para a câmara (balão) do reanimador; Bolsa com capacidade volumétrica mínima de 500 ml; Deve ser desmontável para a realização de processo de esterilização; Todas as partes e peças de silicone devem ser autoclaváveis; As Máscaras devem ser totalmente de silicone e transparentes permitindo a perfeita visualização do rosto do paciente sem comprometer a vedação; É obrigatória a apresentação da cópia do Registro na ANVISA