

Segurança e eficiência na monitoração da PI



Imagem ilustrativa

**TRANSDUTOR DE PRESSÃO
DESCARTÁVEL TPD-48 | 20
HOSP TRADE®**



HOSP TRADE
distribuindo saúde

TRANSDUTOR DE PRESSÃO DESCARTÁVEL TPD-48 I 20 HOSP TRADE®

Reg. ANVISA 80275279004

O transdutor Hosp Trade cumpre com todos os requisitos de funcionamento existentes para a monitoração da Pressão Invasiva (PI), por sua segurança, eficiência e economia. Com suas características que minimizam o tempo de instalação e o risco, o seu custo acessível, o TPD-48 I 20 oferece a melhor relação custo-benefício satisfazendo as necessidades do profissional de saúde e do paciente.

Conveniência

- Design do tubo uniforme que minimiza cantos e ângulos, o que contribui para eliminar facilmente bolhas.
- Os componentes do TPD-48 I 20 possibilitam um controle do fluido, rápido e eficaz, reduzindo o tempo de configuração do produto.
- Graças a sua confiabilidade o profissional pode dedicar mais tempo de sua atenção no cuidado do paciente.

Segurança

- A precisão e confiabilidade do Transdutor Hosp Trade contribui da melhor forma possível para que o monitor forneça informações para a equipe responsável pelos cuidados com o paciente.
- O dispositivo totalmente integrado bem como a válvula utilizada para zerá-lo minimiza o risco de contaminação da linha do paciente.
- O transdutor Hosp Trade permite a completa visualização do fluido no sistema permitindo a rápida detecção e eliminação da presença de bolhas.

Confiabilidade

- As conexões e o soquete do transdutor foram projetados para resistir a inúmeras conexões e desconexões evitando problemas oriundos destes.
- O sistema é construído quase que impermeável o que contribui para evitar falhas.



DISPOSITIVO DE FLUXO CONTÍNUO

- Possibilita lavagem do sistema através do seu acionamento.
- Por ser transparente permite verificar o gotejamento e assegurar-se de que o sistema está sendo irrigado



PORTA TESTE

- Permite verificar a precisão do sistema
- Agiliza o processo de zeragem



CONECTOR

- Pinos protegidos
- Construído em material resistente
- Proteção contra umidade



SUPORTE* Reg. ANVISA 80275270006

- Organiza os transdutores para uma rápida identificação do tipo de pressão
- Fixação em suporte de soro
- Melhor organização dos cabos adaptadores e linhas de pressão.



CABO ADAPTADOR* Reg. ANVISA 80275270005

- Ampla variedade, para várias marcas e modelos de monitores
- Fabricado em material robusto de grande durabilidade
- Proteção contra umidade

KIT DE UM CANAL (UC)

Kit para monitoração de pressão invasiva, composto por: transdutor de pressão, equipo, dispositivo de fluxo contínuo, duas torneiras de 03 vias, dois tubos de baixa complacência de 120cm e 30cm, esterilizado em óxido de etileno, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.



HOSP TRADE®
distribuindo saúde

Rua Dom Lino, 672 - Amadeu Furtado - CEP: 60.455-545 - Fortaleza - Ceará - Brasil

PABX: 85 3194.6300 Televidas: 0800 77 30230

www.hosptrade.com.br